

## SÉRIOVÉ POMÔCKY

**J94084**

**3D**  
ÚPLET



**ORTÉZA ZÁPÄSTIA**  
so silikónovou pelotou

**J94083**

**3D**  
ÚPLET



**ORTÉZA LAKŤA** so silikónovými pelotami a epikondylickou páskou

**J94085**

**3D**  
ÚPLET



**PÁS BEDROVÝ**  
s dlahami a ťahom

**J97781**

**3D**  
ÚPLET



**ORTÉZA KOLENA**  
hladká bez peloty

**J97780**

**3D**  
ÚPLET



**ORTÉZA KOLENA** so silikónovou pelotou, dvojosiými dlahami a popruhmi

**J94081**

**3D**  
ÚPLET



**ORTÉZA ČLENKA**  
so silikónovými pelotami a popruhom

**J94087**

**3D**  
ÚPLET



**ORTÉZA KOLENA** so silikónovou pelotou, pružinovými dlahami a popruhmi

**J94031**



**ORTÉZA KOLENA**  
s limitovaným rozsahom pohybu

**J88181**



**ORTÉZA KLAVIKULÁRNA**  
na znehybnenie kľúčnej kosti

**J94030**



**ORTÉZA RAMENNÁ**  
abdukčná 10° (0°)

**J88180**



**ORTÉZA RAMENNÉHO KLÍBU**

**J97826**



**GOLIER KRČNÝ**

**J94029**



**ORTÉZA LAKŤA**  
s limitovaným rozsahom pohybu

**J94032**



**ORTÉZA KOLENNÉHO KLÍBU**  
s polycentrickým kĺbom, dlhá

**VELKOSTNÉ TABULKY  
(OPR, ORT, CHI, TRA, RHB)**

**J94084**

VELKOSŤ	OBVOD zápästia
S	17 - 19 cm
M	19 - 21 cm
L	21 - 23 cm
XL	23 - 25 cm
XXL	25 - 27 cm
XXXL	27 - 29 cm

**ORTÉZA ZÁPÄSTIA**  
so silikónovou pelotou

**J94083**

VELKOSŤ	OBVOD lakťa
S	22 - 24 cm
M	24 - 26 cm
L	26 - 28 cm
XL	28 - 30 cm
XXL	30 - 33 cm
XXXL	33 - 35 cm

**ORTÉZA LAKŤA** so silikónovými pelotami a epikondylickou páskou

**J94085**

VELKOSŤ	OBVOD pásu
S	62 - 80 cm
M	80 - 89 cm
L	89 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 121 cm
XXXL	121 - 132 cm

**PÁS BEDROVÝ**  
s dlahami a ťahom

**J97781**

VELKOSŤ	OBVOD	
	15cm NAD KOLENOM	15cm POD KOLENOM
S	37 - 40 cm	29 - 32 cm
M	40 - 43 cm	32 - 35 cm
L	43 - 46 cm	35 - 38 cm
XL	46 - 49 cm	38 - 41 cm
XXL	49 - 52 cm	41 - 44 cm
XXXL	52 - 55 cm	45 - 48 cm

**ORTÉZA KOLENA**  
hladká bez peloty

**J97780**

VELKOSŤ	OBVOD	
	15cm NAD KOLENOM	15cm POD KOLENOM
S	37 - 40 cm	29 - 32 cm
M	40 - 43 cm	32 - 35 cm
L	43 - 46 cm	35 - 38 cm
XL	46 - 49 cm	38 - 41 cm
XXL	49 - 52 cm	41 - 44 cm
XXXL	52 - 55 cm	45 - 48 cm

**ORTÉZA KOLENA** so silikónovou pelotou, dvojosími dlahami a popruhmi

**J94081**

VELKOSŤ	OBVOD členka
S	20 - 22 cm
M	22 - 24 cm
L	24 - 26 cm
XL	26 - 28 cm
XXL	28 - 31 cm
XXXL	31 - 33 cm

**ORTÉZA ČLENKA**  
so silikónovými pelotami a popruhom

**J94087**

VELKOSŤ	OBVOD	
	15cm NAD KOLENOM	15cm POD KOLENOM
S	37 - 40 cm	29 - 32 cm
M	40 - 43 cm	32 - 35 cm
L	43 - 46 cm	35 - 38 cm
XL	46 - 49 cm	38 - 41 cm
XXL	49 - 52 cm	41 - 44 cm
XXXL	52 - 55 cm	45 - 48 cm

**ORTÉZA KOLENA** so silikónovou pelotou, pružinovými dlahami a popruhmi

**J94031**

VELKOSŤ	OBVOD kolena
S	34 - 36 cm
M	36 - 38 cm
L	38 - 41 cm
XL	41 - 44 cm
XXL	44 - 47 cm

**ORTÉZA KOLENA**  
s limitovaným rozsahom pohybu

**J88181**

VELKOSŤ	OBVOD
XXS	52 - 58 cm
XS	59 - 64 cm
S	65 - 70 cm
M	71 - 90 cm
L	91 - 105 cm
XL	106 - 120 cm

**ORTÉZA KLAVIKULÁRNA**  
na znehybnenie kľúčnej kosti

**J94030**

VELKOSŤ	OBVOD trupu	
	S RAMENOM	DĹŽKA PREDLAKTIA
S	100 cm	33 - 38 cm
M	125 cm	38 - 43 cm
L	135 cm	43 - 48 cm
XL	145 cm	48 - 53 cm

**ORTÉZA RAMENNÁ**  
abdukčná 10° (0°)

**J88180**

VELKOSŤ	OBVOD pod hrudníkom
S	50 - 85 cm
M	86 - 125 cm
L	126 - 150 cm

**ORTÉZA RAMENNÉHO KÍLBU**

**J97826**

VELKOSŤ	OBVOD krku
	VÝŠKA 8 cm / 10 cm
M	32 - 36 cm
L	36 - 41 cm
XL	42 - 46 cm
XXL	47 - 52 cm

**GOLIER KRČNÝ**

**J94029**

**UNIVERZÁLNA VELKOSŤ**  
Univerzálne vyhotovenie.  
Rozlišuje sa na  
pravú a ľavú ruku.

**ORTÉZA LAKŤA**  
s limitovaným rozsahom pohybu

**J94032**

**UNIVERZÁLNA VELKOSŤ**  
Univerzálne vyhotovenie.  
Rozlišuje sa na  
pravú a ľavú nohu.  
Dĺžka: 47-48 cm

**ORTÉZA KOLEENNÉHO KÍLBU**  
s polycentrickým kĺbom, dlhá